




Accesorios

Manta térmica ~ Tubos Guedell ~ Abrebocas ~ Alargadera ~ Tiralenguas



- **Manta térmica** para proteger del frío, del calor y de la humedad. Se presenta en formato individual en bolsa de plástico transparente con instrucciones de uso.
- **Tubos de Guedell**, tubos de vía aérea fácilmente identificables mediante código de colores.
- **Abrebocas helicoidal** para facilitar la apertura de una vía aérea.
- **Alargadera**, alargadera de 2 m para facilitar el aporte de oxígeno desde un caudalímetro hasta un reanimador manual.
- **Pinza tiralenguas**, pinza para impedir que el paciente se trague su lengua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Manta térmica:

- El kit está compuesto por: Hoja de 160 x 210 cm fabricada en poliéster metalizada con aluminio en una cara y lacada dorada en la otra.

Tubos de Guedell:

- 09TUGU1000 Tubo nº 1 de 70 mm con conector blanco.
- 09TUGU2000 Tubo nº 2 de 80 mm con conector verde.
- 09TUGU3000 Tubo nº 3 de 110 mm con conector naranja.

Abrebocas Helicoidal:

- Fabricado en Policarbonato.

Alargadera:

- Fabricado en PVC.

Pinza Tiralenguas:

- Fabricada en Poliamida