

JUST PLUG Series

Conectores y válvulas de Normas Europeas

Ref.:

JUST PLUG P conexiones con rosca para equipo o para tubo flexible.

- Disponibles para Oxígeno, Vacío, Aire Medicinal y Protóxido de Nitrógeno (otros gases a consultar).
- Rosca de BSP 1/4" x 19 para vacío y BSP 1/8" x 28 para el resto de los gases.



JustPlug



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas fabricadas:

- Estándar NF S90-116 / FD S90-119
- Estándar DIN 13260
- Estándar BS 5682
- Estándar SS 87 524 30
- Estándar UNE-EN ISO 18082 (NIST)
- Estándar UNE-EN ISO 9170-2 Tipo 1L SEGA.

Fabricados en Latón Cromado.

C/ Tungsteno 11-15.
Arganda del Rey, 28500, Madrid
Tel.: +34 91 871 99 50
www.itcsal.com itcsal@itcsal.com

09/2017-Rev.02

CE
0051

CSQ
MED
ISO 13485

CSQ
ISO 9001:2008



JUST PLUG Series

Conectores y válvulas de Normas Europeas

Ref.:

JUST PLUG T Tomas para cabeceros, ambulancias y con caja de superficie o empotrable en pared.

- Disponibles para Oxígeno, Vacío, Aire Medicinal y Protóxido de Nitrógeno (otros gases a consultar).
- Con tubo de cobre $\varnothing 10,0$ mm para soldar.



JustPlug



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas fabricadas:

- Estándar **NF S90-116 / FD S90-119**
- Estándar **DIN 13260**
- Estándar **BS 5682**
- Estándar **SS 87 524 30**
- Estándar **UNE-EN ISO 18082 (NIST)**
- Estándar **UNE-EN ISO 9170-2 Tipo 1L SEGA**

Fabricados en *Latón Cromado*.

C/ Tungsteno 11-15.
Arganda del Rey, 28500, Madrid
Telf.: +34 91 871 99 50
www.itcsal.com itcsal@itcsal.com

CE
0051

CSQ
MED
ISO 13485

CSQ
ISO 9001:2008

