

Ref.: 11VSHM2000 / 11VSHM5000

El **frasco humidificador** está diseñado para aumentar la concentración de agua en el aporte de oxígeno al paciente.

- Su conexión metálica y los materiales empleados en la fabricación, permiten que pueda ser reutilizado tras su esterilización.
- El **frasco humidificador desechable** es de un sólo uso.




JustHumi



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Frasco humidificador

- Fabricado en *PC, PA, Latón y NBR*.
- Conexión de salida DISS 9/16".
- **Esterilización:** En Autoclave hasta 121°C, 1,3 kPa (máx. 40ciclos).
- **Válvula de sobre presión:** 1,4 bar
- **Nivel Máximo:** 200 cc.
- **Nivel Mínimo:** 100 cc.
- Según Norma **UNE-EN ISO 8185**



### Frasco humidificador desechable

- Fabricado en *Poliestireno, Poliamida, Polietileno y Silicona*.
- Conexión de salida DISS 9/16".
- Un sólo uso.
- **Válvula de sobre presión:** 1,4 bar
- **Maximum level:** 200 cc.
- **Minimum level:** 100 cc.
- Unidad de embalado en cajas de 25 unidades
- Según Norma **UNE-EN ISO 8185**



C/ Tungsteno 11-15.  
Arganda del Rey, 28500, Madrid  
Telf.: +34 91 871 99 50  
[www.itcsal.com](http://www.itcsal.com) [itcsal@itcsal.com](mailto:itcsal@itcsal.com)

CE  
0051

CSQ  
MED  
ISO 13485

CSQ  
ISO 9001:2008

