



Accesorios

Fascos recolectores

El Frasco recolector está diseñado para recoger fluidos de aspiración. Incorporan sistema antirrebose y están disponibles en 300 ml, 500 ml, 1000 ml y 2000 ml.

- Su conexión metálica y los materiales empleados en la fabricación, permiten que pueda ser reutilizado tras su esterilización.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frasco 300 cc

- Fabricado en PC, PA, Latón cromado y NBR.
- Conexión a Regulador con estándar DISS 3/4-16 UNF.
- Esterilizable en autoclave hasta 121 °C, 1,3 kPa (máximo 40 ciclos)
- Nivel máximo de llenado:
 - 11VSRC0300: 300 cc.



Fascos 500 cc, 1000 cc y 2000 cc

- Fabricados en PC, PA y chapa lacada en RAL 9010.
- Conexión a Regulador mediante tubos flexibles.
- Esterilizable en autoclave hasta 120 °C.
- Nivel máximo de llenado:
 - 11VSRC0500: 500 cc.
 - 11VSRC1000: 1000 cc.
 - 11VSRC2000: 2000 cc.

