

JUST PRESS Series

JUST PRESS B, regulador salida fija con toma


Ref.: 10Bi0-----OB / 10Bj0-----OB / 10Bb0-----OB

El regulador **JUST PRESS B** está especialmente diseñado para su uso en servicios de oxigenoterapia domiciliaria o en hospitales sin red de oxígeno canalizado.

- Regulador de presión de pistón para uso sobre botellas de oxígeno a 200 bar con estándar español (otras *Conexiones a consultar*).
- Dispone de un manómetro para la lectura de la presión de la botella y en su parte lateral una toma de gases, *ver familia de Conectores y válvulas para ver las normas disponibles*.



Just Press



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en *Aluminio Anodizado, Policarbonato, ABS, Poliamida, acero inoxidable y Latón Cromado*.
- **Precisión:** $\pm 10\%$.
- **Presión máxima de entrada:** 200 bar.
- **Conexiones de salida:**
 - DIN 13260
 - NF S 90-116
 - BS 5682
 - SS 8752430
 - ISO 18082 (NIST)
 - CGA V-5 (DISS)
 - Otros estándar consultar
- **Conexiones de entrada:**
 - ITC EP-6
 - BS-341
 - DIN 477
 - ISO 5145
 - CGA V-1
 - NF E29-650
 - Otros estándar consultar
- **Calibración:** 101,3 kPa y 23 °C.
- **Medidas:** $\varnothing 40 \times 140$ mm
- **Peso:** 625 grs.
- Según normas **UNE-EN ISO 10524** y **UNE-EN ISO 15002**.

C/ Tungsteno 11-15.
Arganda del Rey, 28500, Madrid
Telf.: +34 91 871 99 50
www.itcsal.com itcsal@itcsal.com

01/2019-Rev.04

