

NEXUS LM y LX

Cabecero suspendido

Los cabeceros suspendidos de techo NEXUS II LM y LX se han diseñado para integrar el suministro de gases medicinales, eléctricos y comunicaciones, y están especialmente indicados para su uso en áreas de urgencias, reanimación y cuidados intensivos.

- El cabecero NEXUS II LM tiene dos soportes a techo (tres para la versión LX) y el perfil horizontal contiene cuatro compartimentos aislados con capacidad de instalación de la dotación necesaria para cada proyecto.
- Se complementan con carros giratorios de diferentes alturas, con bandejas y cajones, así como con diversos accesorios de la línea de raíles.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:

- Estructura y tapas fabricadas en *Aluminio Extruido*, formando compartimentos independientes registrables.
- Tapas translúcidas en *Policarbonato*.
- Embellecedores extremos en *Poliestireno*.

Las dimensiones son 503 mm de fondo por 181 mm de alto y una longitud hasta 3,0 m para LM y hasta 4,5 m para LX, pudiendo instalar unidades de mayor longitud mediante la unión de varios cabeceros.

Acabados:

- Cuerpo principal lacado en **RAL 9010**.
- Tapas lacadas en los siguientes colores:
 - Rojo **RAL 3003**
 - Azul **RAL 5015**
 - Verde **RAL 6019**
 - Gris **RAL 7035**
 - Blanco **RAL 9010**

Según norma **UNE-EN ISO 11197**