



Accesorios

Selector de flujo



El Selector de Flujo es un dispositivo preparado para poder seleccionar en caudalímetros una salida seca o húmeda a través de vaso humidificador, sin necesidad de desmontar componentes:

- Se intercala entre caudalímetros y vasos humidificadores que dispongan del estándar DISS como conexión.
- Dispone de una salida inferior para frasco humidificador DISS (no incluido) y de una lateral para salida directa, fácilmente seleccionable mediante un mando de cuarto de vuelta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en Aluminio Anodizado Natural, Latón Cromado y Nylon.
- Conexión de salida DISS 9/16".
- Medidas: Ø25,0 x 60,0 mm.
- Peso: 100,0 grs.