



Latiguillos flexibles destinados a la conducción de gases medicinales desde las tomas canalizadas hasta los puntos de consumo como aparatos de anestesia, respiradores, etc...

- Disponibles para Oxígeno (blanco), Vacío (amarillo), Aire Medicinal (negro y blanco), Protóxido de Nitrógeno (azul), Dióxido de Carbono (gris) y Nitrógeno (negro).
- Longitud a medida y rematado en los extremos con los conectores especificados por el cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Tubería interior de PVC Refuerzo intermedio de fibra de poliéster Cubierta exterior de PVC
Antiestático:	Si
Presión máxima de prueba:	15 bar
Presión máxima de trabajo:	10 bar
Medidas:	Vacío: Ø8 mm interior y Ø14 mm exterior Resto de gases: Ø6 mm interior y Ø12 mm exterior
Marcado con:	LOTE, GAS e ISO 5359
Normas:	Cumple con ISO 5359