

Vacuorreguladores de plástico de Medio Vacío

Los reguladores de vacío **JUST VAC P series** de Medio Vacío permiten regular la aspiración de secreciones de forma continua en vías traqueal y faríngea en los procedimientos quirúrgicos y en los drenajes continuos nasogástricos.

- El vacuorregulador proporciona aspiración desde cero hasta aspiración total.
- Están clasificados como: **Medio Vacío / Alto Caudal.**
- Para la seguridad del paciente, en caso de una conexión accidental del regulador de vacío a una fuente de presión positiva de gas, estos aparatos pueden ir equipados con una válvula aliviadora de presión positiva opcional.
- Incorporan un dispositivo **ON-OFF** que permite interrumpir la aspiración sin necesidad de cerrar la válvula de control de aspiración.
- Pueden ser suministrados en versión individual o dobles y estar montados con conector directo a toma, sobre una grapa a rail o brida rápida para barra de Ø38,0 mm y alimentados por un tubo flexible con diferentes conectores europeos y americanos (*consultar la sección de Conectores y válvulas*).
- Presionando un pulsador, el sistema PUSH permite un rápido intercambio de accesorios tales como filtros, filtros trampa o conectores DISS que garantizan la seguridad tanto al usuario como al paciente. (*consultar sección de accesorios PUSH*).
- El kit inicial está compuesto por el regulador, un filtro trampa desechable, tres filtros desechables y un conector metálico para tubo flexible.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	ABS (Amarillo/Negro para AV), Acero Inoxidable, Latón y NBR
Modos:	ON (encendido) OFF (apagado)
Vacío alcanzable:	0-450 mmHg
Rango de flujo:	entre 0 y 80 l/min
Precisión del vacuómetro:	± 2,5 % a fondo de escala
Conexión trasera:	1/4" BSP hembra en acero inoxidable
Conexión inferior:	Sistema PUSH para el intercambio rápido de accesorios
Medidas:	158 x 89 x 63 mm
Peso:	307 g (Sin conector).
Normas:	Cumple con Directiva 93/42/CEE Cumple con UNE-EN ISO 10079-3

	DIN 13260	NF S90-116	BS 5682
Just Vac MV + Conector	11VPLVAEDN	11VPLVAENF	11VPLVAEBS
Just Vac MV M/doble + Conector	11VPLAREDN	11VPLARENF	11VPLAREBS
Just Vac MV a raíl - Grapa de pomo	13VPLVAEPD	13VPLVAEPN	13VPLVAEPB
Just Vac MV a raíl montaje doble - Gr. de pomo	13VPLAREPD	13VPLAREPN	13VPLAREPB
Just Vac MV a brida Ø38,0 mm	14VPLVAEPD	14VPLVAEPN	14VPLVAEPB
Just Vac MV Montaje doble a brida Ø38,0	14VPLAREPD	14VPLAREPN	14VPLAREPB

¹ Para otras salidas sustituir **E** (Espiga con filtro) por: **D** (salida DISS), **T** (Filtro con trampa), **F** (Vaso de 0,5 l), **M** (Niple metálico) ó **O** (salida libre).

² Para otros montajes a raíl sustituir **P** (grapa de pomo) por: **G** (grapa de pulsador), **R** (placa a pared) ó **H** (placa portante).

³ Para otras normas de gases consultar.

⁴ Otros modelos consultar.