



Accesorios

Soportes para sonda de aspiración

Especialmente diseñados para contener las sondas de aspiración. De fácil instalación, sin necesidad de herramientas.

Disponemos de los siguientes modelos:

- Dos de base circular con diferente profundidad, montados sobre grapas de pulsador.
- Dos de malla, uno de ellos con separador en dos compartimentos y anclaje a raíl incorporado, mediante dos ganchos, admitiendo espesores de raíl de hasta 20,0 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frasco portasondas

Materiales:	Chapa de acero inoxidable
Dimensiones:	Ø100 x 290 mm Ø100 x 495 mm

Cesto portasondas

Materiales:	Varilla Ø5,0 mm y malla de acero inoxidable
Dimensiones:	Modelo pequeño: 90 x 90 x 400 mm Modelo grande: 150 x 95 x 480 mm
Peso:	800 grs.