



# Accesorios

Equipos de Oxigenoterapia



El equipo de oxigenoterapia está especialmente diseñado para su uso en servicios de oxigenoterapia domiciliaria o en hospitales sin red de oxígeno canalizado.

- Manorreductor con caudalímetro de pistón para uso sobre botella de Oxígeno a 200 bares.
- Girando el mando frontal aparece en la ventana el caudal seleccionado y que es suministrado por la conexión inferior.
- Dispone de un manómetro para la lectura de la presión de la botella.
- Dispone de Vaso Humidificador.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carro de 340 x 316 x 1110 mm, fabricada en Acero Lacado, con ruedas de Ø200 mm y cintas de seguridad para la botella.
- Manorreductor con caudalímetro de pasos con lecturas a: **0 - 0'5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 15 l/min.** (Disponibles otros caudales).
- Botella de oxígeno de 10 litros (2.000 litros de Oxígeno).
- Vaso Humidificador.
- Peso: 22,0 Kg.