



# Accesorios

Equipos para ambulancia



El equipo permite el suministro de oxígeno, la aspiración y hasta disponer de una toma auxiliar de oxígeno, siendo alimentado desde un solo punto.

- Está especialmente diseñado para ser utilizado en ambulancias, pero se puede adaptar a cualquier otro lugar que disponga de una fuente de oxígeno a 4,5 bar.
- Existen múltiples configuraciones en función de las necesidades.
- Disponibles en versiones de pared y raíl, con diferentes configuraciones de equipos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caudalímetro de pasos o flotámetro, aspirador por venturi y toma rápida auxiliar todo ello configurable por el cliente.
- Presión de entrada: 4,5 bar.