



Just Plug C es especialmente útil cuando se dispone de equipos con conectores de norma diferente a la de las válvulas.

- El conjunto está formado por un conector y una toma del **mismo gas** y de **distinta norma**.

	SS 8752430	BS 5682	Carburos Metálicos	DIN 13260-2	Fro	Nassetti	Manufacturas Médicas	NF S90-116/FD S90-119	Oxifar
SS 8752430			✓					✓	
BS 5682								✓	
Carburos Metálicos	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
DIN 13260-2		✓	✓	✓	✓			✓	✓
Manufacturas Médicas			✓					✓	
NF S90-116/FD S90-119	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Latón cromado, acero inoxidable y NBR.
Normas:	NF S 90-116, DIN 13260-2, BS 5682, SS 87 524 30, CGA V-5 (DISS) otras normas consultar