



Especialmente diseñados para disponer de dos tomas del mismo gas, en instalaciones donde solamente hay una.

- El conjunto está formado por un conector, un distribuidor y dos tomas del mismo gas y de la misma o diferente norma.

	SS 8752430	BS 5682	Carburos Metálicos	DIN 13260-2	Fro	Manufacturas Médicas	NF S90-116/FD S90-119	Oxifar
SS 8752430	✓							
BS 5682		✓						
Carburos Metálicos			✓				✓	✓
DIN 13260-2			✓	✓	✓		✓	
Manufacturas Médicas			✓			✓		
NF S90-116/FD S90-119	✓			✓			✓	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales: Latón cromado, acero inoxidable y NBR.

Normas: NF S 90-116, DIN 13260-2, BS 5682, SS 87 524 30, CGA V-5 (DISS)
Otras normas consultar