



Accesorios

Bandeja de monitor con cajón abatible

Mueble especialmente diseñado para soportar monitores de los pacientes.

- Se sujeta a raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores laterales y en la parte inferior tienen un práctico cajón plástico de apertura basculante sin cerraduras y con una ventana que permite alojar cables sin desconectar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Fabricado en Chapa de acero Lacado Blanco RAL9010 y PEA.
Dimensiones:	400 x 330 x 100 mm.