



# Accesorios

## Columna orientable a raíl

Columnas diseñadas para cabeceras de camas destinadas a pacientes con cuidados especiales.

- Se sujeta a un raíl superior y a otro inferior mediante cuatro grapas de pomo.
- Es posible configurarlas con bandejas y cajones de diferentes formatos.
- El conjunto puede girar a derecha e izquierda y tanto los cajones como las bandejas pueden ser modificados en altura.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Materiales:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Estructura Aluminio Anodizado y tubo de Acero inoxidable pulido de Ø38,0 mm</li><li>· Bandeja fabricada en Chapa de Acero Lacada en color Blanco RAL 9010</li><li>· Cajones fabricados en Aluminio Lacado</li><li>· Elementos de remate fabricados en ABS con diferentes colores.</li></ul>
<b>Acabados:</b>	Lacado en RAL 9010, Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019 Gris RAL 7035
<b>Carga máxima:</b>	60,0 kg