




Accesorios

Repisa con cesta a raíl

Repisa de gran robustez diseñada para soportar respiradores u otros equipos necesarios de forma permanente en las cabeceras de los pacientes.

- Se sujeta al raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores laterales y en la parte inferior tiene un práctico cesto desmontable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Fabricada en chapa de Acero Lacada en color Blanco RAL 9010
Dimensiones:	540 x 440 x 250 mm
Carga máxima:	25 kg