



Accesorios

Soportes para bomba de infusión

Soportes especialmente diseñados para el anclaje de bombas de perfusión en la cabecera del paciente sin necesidad de apoyar en el suelo, tanto en su versión a raíl como su versión a barra de Ø38,0 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte de bombas de infusión raíl (ref.: 13SPBM0000)

Materiales:	Aluminio Anodizado
Sistema de anclaje:	A dos railes mediante grapas de accionamiento rápido
Dimensiones:	Ø25 x 1180 mm

Soporte de bombas de infusión raíl (ref.: 13SCCG3500)

Materiales:	Aluminio Anodizado
Sistema de anclaje:	A un raíl mediante una grapa de pomo
Dimensiones:	Ø25 x 350 mm