



Accesorios

Soportes de gotero a techo

Perchas de distintos tipos para colgar bolsas de suero sin necesidad de tener obstáculos en el suelo.

- El soporte consta de una barra de 1,5 m que se ancla al techo y una percha con tres ganchos, dos de ellos ajustables en altura, que se cuelga del mismo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Barra de Acero Inoxidable de $\varnothing 20 \times 150 \times 1500$ mm
- Percha en Aluminio Anodizado de $\varnothing 13 \times 500$ mm