



Accesorios

Soportes de gotero

Perchas con dos o cuatro ganchos para colgar bolsas de suero sin necesidad de tener obstáculos en el suelo.

- Cada soporte dispone de una grapa de pomo o pulsador que lo ancla con firmeza al raíl, y un mando que lo libera verticalmente para hacer más fácil el acceso a los ganchos, con un recorrido de 700 mm para adaptar la altura de los mismos.
- Modelos con pliegue en ángulo recto y con doble pliegue a 45° para zonas con problemas de altura.
- Instalación sin necesidad de herramientas.
- Existe opción de montaje a barra de Ø38,0 mm mediante bridas.
- Pomo trasero para ajustar el gotero a las imperfecciones de la pared.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Aluminio Anodizado plata
Colores disponibles:	Naranja, Azul, Negro
Fijación a raíl:	Grapa de pomo en raíl de 25x10 o 30x10 mm Grapa de pulsador en raíl de 30x10 mm
Dimensiones:	Dos pliegues: Ø13 x 450 x 850 mm En ángulo recto: Ø13 x 450 x 1000 mm
Peso:	1,5 kgs
Carga máxima:	2,0 kgs/por gancho