



Accesorios

Tensiómetros

Tensiómetros aneroides con manguito de adulto o infantil para uso hospitalario.

- Adaptables a raíl mediante grapas que facilitan su movilidad entre pacientes.
- También pueden colocarse en la pared.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensiómetro Aneroide:

- Cuerpo redondo de plástico resistente y robusto, orientable 65° a cada lado.
- Membrana de cobre-berilio.
- Escala sin fijación a cero en Ø147 mm con escala hasta 300 mmHg.
- Tubo espiral extensible hasta 3 m, pera de látex y válvula cromada.