



BASIC modular

Cabecero horizontal modular



El **Cabecero de Hospitalización tipo BASIC** es un sistema espaciamente diseñado para las Zonas de Hospitalización. Su diseño modular, permite varias configuraciones que se adaptan perfectamente a las necesidades funcionales y estéticas de cualquier zona del Hospital.

Diseño con opción de fijación mural o empotrada en la pared, con uno o varios perfiles, que permite cualquier configuración estándar o especial.

De fácil limpieza debido a sus líneas rectas.

El diseño garantiza una separación interna y para mantenimiento individualizado de todos los sistemas que componen estos cabeceros, tanto de gases como eléctricos, y se ha ampliado su capacidad para poder incluir luces directas e indirectas y raíl.

La instalación se ha simplificado para poder ser realizada por una única persona (siempre dependiendo del tamaño del cabecero).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Embellecedores extremos en ABS
Dimensiones:	Sin luces: 64 mm de fondo por 106 mm por canal Con luces: 98 mm de fondo por 282 mm con un canal, aumentado 106 mm por canal adicional
Acabados:	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010 Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035
Normas:	Cumple con UNE-EN ISO 11197