




CARRIL TECNICO

Cabecero horizontal básico

El **Cabecero de Hospitalización tipo CARRIL TECNICO** es un sistema de pared capaz de integrar el suministro de gases medicinales, eléctrico, telefonía y comunicaciones informáticas.

Existe la posibilidad del montaje individual, doble y triple, con el fin de independizar las canalizaciones eléctricas y de gases. Nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.



Cabeceros de hospitalización

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Embellecedores extremos en Poliestireno
Dimensiones:	Las dimensiones son 74 mm de fondo por 120 mm por canal
Acabados:	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010 Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035
Normas:	Según norma UNE-EN ISO 11197