



# BASIC WALL

Cabecero decorativo



El **Cabecero de Hospitalización tipo Basic Wall** es un cabecero diseñado para responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más del entorno.

Puede combinarse fácilmente con nuestras Unidades de iluminación para ofrecer una discreta y elegante solución para salas de cuidados normales.

El marco deslizante montado sobre un sistema de rodamientos de bolas facilita la apertura para acceder a los dispositivos, que están protegidos del polvo.

Puede incluir luz LED indirecta.

**"Basic Wall puede ser totalmente personalizado con la decoración que elija."**

Cabeceros de hospitalización

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Materiales:</b>  | Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido y Acero lacado  |
| <b>Dimensiones:</b> | 950 x 625 x 140 mm, sobresaliendo de la pared 52 mm  |
| <b>Acabados:</b>    | Cuerpo principal Lacado en RAL 9010<br>Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035<br>La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital. |
| <b>Normas:</b>      | Según norma UNE-EN ISO 11197   |