



# VERTICAL

Cabecero vertical

El **Cabecero de Hospitalización tipo VERTICAL** es un cabecero diseñado para responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más del entorno. Capaz de integrar el suministro de gases medicinales, eléctrico, telefonía, comunicaciones informáticas y la llamada de enfermería, así como aportar luz indirecta a la cama de un paciente.

Existen varias configuraciones para estos cabeceros: estructura estándar y con una o dos barras de Ø38,0 para la colocación de bandejas, cajones, soportes de monitor o soportes de bombas, entre otros... Nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades



Cabeceros de hospitalización

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Materiales:</b>	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Tapas translúcidas en Policarbonato Embellecedores extremos en ABS Tubos de Acero inoxidable
<b>Dimensiones:</b>	120 mm de fondo por 233 mm de alto
<b>Acabados:</b>	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010 Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035 La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital
<b>Normas:</b>	Cumple con UNE-EN ISO 11197