



CLAIRE

Cabecero horizontal decorativo

El **Cabecero de Hospitalización tipo CLAIRE** es un cabecero diseñado para responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más del entorno. Los mecanismos, salvo las tomas de gases, se incorporan en su perfil inferior, paralelos al suelo, quedando ocultos por la tapa frontal.

Partiendo de unos componentes básicos, nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.

"Nueva versión con menor profundidad"



Cabeceros de hospitalización

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Materiales:	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Tapas translúcidas en Policarbonato Embellecedores extremos en ABS
Dimensiones:	102 mm de fondo por 233 mm de alto
Acabados:	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010 Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035 La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital
Normas:	Cumple con UNE-EN ISO 11197