



CLASSIC

Cabecero horizontal con iluminación

El **Cabecero de Hospitalización tipo CLASSIC** es un cabecero de pared capaz de integrar el suministro de gases medicinales, eléctrico, telefonía, comunicaciones informáticas y la llamada de enfermería, así como aportar luz indirecta y de lectura a la cama de un paciente.

Partiendo de unos componentes básicos, nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Tapas translúcidas en Policarbonato Embellecedores extremos en ABS
Dimensiones:	117 mm de fondo por 238 mm de alto
Acabados:	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010. Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035
Normas:	Según norma UNE-EN ISO 11197