



NEXUS LM y LX

Cabecero suspendido

Los cabeceros suspendidos de techo **NEXUS II LM** y **LX** se han diseñado para integrar el suministro de gases medicinales, eléctricos y comunicaciones, y están especialmente indicados para su uso en áreas de urgencias, reanimación y cuidados intensivos.

- El cabecero **NEXUS II LM** tiene dos soportes a techo (tres para la versión **LX**) y el perfil horizontal contiene cuatro compartimentos aislados con capacidad de instalación de la dotación necesaria para cada proyecto.
- Se complementan con carros giratorios de diferentes alturas, con bandejas y cajones, así como con diversos accesorios de la línea de railes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Tapas translúcidas en Policarbonato Embellecedores extremos en Poliestireno
Dimensiones:	503 mm de fondo por 181 mm de alto y una longitud hasta 3,0 m para LM y hasta 4,5 m para LX, pudiendo instalar unidades de mayor longitud mediante la unión de varios cabeceros.
Acabados:	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010 Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035
Normas:	Según norma UNE-EN ISO 11197