



# NEXUS LT

## Cabecero suspendido

Los cabeceros suspendidos **NEXUS LT** se han diseñado para integrar el suministro de gases medicinales, eléctricos y las comunicaciones, y están especialmente indicadas para ser usadas en áreas quirúrgicas, críticas y en unidades de neonatología.

- Se compone de un soporte a techo y de un perfil horizontal que contiene seis compartimentos aislados (tres en la versión **LT-S**) con capacidad de instalación de la dotación necesaria para cada proyecto.
- Su diseño posibilita tener tomas de gases en disposición de trabajo, permitiendo conectar directamente caudalímetros y reguladores de vacío cuando la situación lo requiera, evitando en esos casos, el conexionado mediante tuberías flexibles.
- Se complementan con carros giratorios de diferentes alturas, con bandejas y cajones, así como con diversos accesorios de la línea de raíles.



Cabeceros de hospitalización

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Materiales:</b>	Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido Tapas translúcidas en Policarbonato Embellecedores extremos en Poliestireno
<b>Dimensiones:</b>	414 mm de fondo por 255 mm de alto y una longitud de 500 mm
<b>Acabados:</b>	Cuerpo principal Lacado en RAL 9010 Tapas lacadas en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035
<b>Normas:</b>	Según norma UNE-EN ISO 11197