



Camillas y soportes

Camilla apilable



La Camilla de Emergencias Apilable es una plataforma ligera y muy rígida para transportar heridos o enfermos desde lugares de difícil acceso hasta campamentos o vehículos de transporte, con el fin de poder ser atendidos en lugares más adecuados.

- Puede adaptarse como camilla de hospitalización de campaña usando uno de los soportes disponibles en nuestro catálogo.
- Al ser apilables ocupan un menor volumen durante su almacenamiento y transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está compuesta por un cerco metálico de 1,87 x 0,5 m y una lona sujeta a dicho cerco.

Las distintas partes que componen la estructura están fabricadas en aleación ligera y soldadas. Posteriormente es sometido a un proceso de anodizado natural previo a la instalación de la lona.

La lona (100 % PES PVC 900 g/m², Ignífugo Cl.2) está cortada con la forma necesaria para permitir asir la estructura desde distintos puntos durante su utilización y permitiendo a su vez, encajar las patas de una sobre las de otra en el proceso de apliado para su almacenamiento y transporte. El tejido es fijado a los tubos mediante remaches de aluminio con pletinas de refuerzo del mismo material para impedir el desgarro.

La camilla apilable debe ser limpiada tras su uso con jabones no abrasivos y abundante agua, dejando secar en un lugar ventilado antes de su almacenamiento.

Peso total: 5,5 Kg