



# Camillas y soportes

## Camilla de doble plegado



La camilla de Emergencias de doble plegado es una plataforma ligera y rígida para transportar heridos o enfermos desde lugares de difícil acceso hasta campamentos o vehículos de transporte, con el fin de poder ser atendidos en lugares más adecuados.

- Dado el poco espacio que ocupa, una vez plegada en su funda, está especialmente indicada tanto para permanecer en lugares con poco espacio disponible como en locales públicos cuyo uso puede ser ocasional.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está compuesta por un cerco articulado metálico de 2,02 x 0,54 m con cuatro patas inferiores de 13 cm, empuñaduras en los extremos y una lona sujeta a dicho cerco mediante dos embocaduras soldadas y posteriormente remachadas.

Las distintas partes que componen la estructura están fabricadas en aleación ligera y acero con los correspondientes tratamientos anticorrosión.

La lona (100 % PES PVC 900 g/m<sup>2</sup>, Ignifugo Cl.2) aporta una gran resistencia.

La bolsa de transporte está fabricada en un tejido 87% PVC y 13% Poliéster.

La camilla plegable debe ser limpiada tras su uso con jabones no abrasivos y abundante agua, dejando secar en un lugar ventilado antes de su almacenamiento.

Peso total: 6,2 Kg