



Accesorios PMA

Equipo de oxígeno PMA



Este sistema de distribución permite desplegar por el interior de una tienda de campaña, una red de conducciones flexibles para oxígeno y suministrar a cada paciente el flujo requerido.

- El carro porta botellas está fabricado en aluminio y permite almacenar 4 cilindros.
- Disponibles sistemas para 4, 6 y 8 puestos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Equipo de oxígeno para PMA está compuesto por:

- Carro de transporte de 4 botellas (No incluidas).
- Equipo regulador para 2 botellas.
- Red de distribución de oxígeno con bridas de poliéster para colgar válvulas y 4, 6 u 8 caudalímetros de pasos 0-15 l/min.
- Maleta Trolley en plástico negro con ruedas y asa para el transporte de todo el material necesario.