



Mascarillas



Mascarillas boca-boca: confiere gran protección gracias a su válvula unidireccional y a su filtro, así como un buen sellado con su almohadilla de aire.

Mascarillas de silicona: mascarillas con el cuerpo transparente y almohadilla perimetral para su uso en anestesia, ventilación mecánica o resucitación, proporcionando seguridad y comodidad al paciente.



Mascarillas de goma: mascarillas con el cuerpo transparente y almohadilla perimetral azul para su uso en anestesia, ventilación mecánica o resucitación, proporcionando seguridad y comodidad al paciente.

Mascarillas de concentración media: Mascarilla transparente con clip metálico para adaptar a la nariz, alargadera de 2 m y cinta elástica para su colocación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mascarilla boca-boca, el kit está compuesto por:

- Estuche rígido de transporte con instrucciones gráficas.
- Válvula de una vía.
- Filtro de aire.
- Mascarilla con almohadilla perimetral.
- Cinta elástica para su colocación.

Mascarillas de silicona:

- Esterilizables en soluciones líquidas, gas o Autoclave.
- Para su uso desde Neonatos hasta Adultos están disponibles en:
 - 09MSCR0000 Nº 0.
 - 09MSCR1000 Nº 1.
 - 09MSCR2000 Nº 2.
 - 09MSCR3000 Nº 3.
 - 09MSCR4000 Nº 4.
 - 09MSCR5000 Nº 5.

Mascarillas de goma:

- Esterilizables en soluciones líquidas o gas.
- Para su uso en Niños y Adultos están disponibles en:
 - 09MSCR3G00 Nº 3.
 - 09MSCR5G00 Nº 5.

Mascarillas de concentración media:

- Fabricado en PVC flexible.
- Para su uso desde Neonatos hasta Adultos están disponibles en:
 - 09MSCT1M00 Mascarilla para adultos
 - 09MSCT2M00 Mascarilla infantil.