



Tiendas de campaña

Tiendas de 4 y 9 m²



La tienda de montaje rápido especialmente diseñadas para la atención de enfermos o heridos en el entorno urbano como rural, proporcionando la privacidad necesaria al paciente y al personal sanitario para la realización de las maniobras necesarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricada con tejido de poliéster y una estructura preinstalada de fibra de vidrio y aluminio.

El tiempo de despliegue es inferior a un minuto.

Lona: 100% Poliéster de 190 g/m² impermeabilizado.

Dimensiones:

Tienda de 4 m²:

- El espacio útil es de 1,95 x 1,95 x 1,5 m (A x P x H).
- Para su transporte dispone de una bolsa con unas dimensiones aproximadas de Ø0,24 x 1,35 m
- Peso: 12 Kg.

Tienda de 9 m²:

- El espacio útil es de 3,0 x 3,0 x 1,8 m (A x P x H).
- Para su transporte dispone de una bolsa con unas dimensiones aproximadas de Ø0,35 x 2,1 m
- Peso: 20 Kg.