



# Accesorios

## Válvula PEEP



**Válvulas PEEP** diseñadas para utilizarse con resucitadores manuales facilitando la regulación de presión continua.

- La válvula PEEP Adultos se ajusta entre 5 y 20 cm de H<sub>2</sub>O.
- La válvula PEEP Infantil se ajusta entre 1 y 10 cm de H<sub>2</sub>O.

Según las Guías y Recomendaciones para Reanimación 2015, se recomienda el uso de una PEEP para facilitar la regulación de la presión continua en adultos y especialmente en neonatos:

*"Todos los recién nacidos a término o pretérminos que permanezcan en apnea a pesar de las medidas iniciales, deben recibir ventilación con presión positiva tras la insuflación pulmonar inicial. Se administrará una PEEP aproximada de 5 cm H<sub>2</sub>O a los recién nacidos pretérminos que reciban ventilación con presión positiva."*

*(Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015)*

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Válvula PEEP Adultos: Presión: 5-20 cm H<sub>2</sub>O.
- Válvula PEEP Infantil: Presión: 0-10 cm H<sub>2</sub>O.
  - Material: Polisulfona.
  - Conector: 18/22 mm.
  - Esterilización: Autoclave