



Accesorios

Sistema PUSH

El **sistema PUSH** que incorporan los reguladores de la línea JUST VAC, permite un sencillo y rápido intercambio de accesorios diseñados especialmente para proteger al equipo de posibles desbordamientos de frascos o arrastre de partículas hacia el interior del mismo.

- Presionando el pulsador PUSH el accesorio queda liberado para su sustitución.
- Para adaptar los accesorios a reguladores que no incorporen el sistema PUSH, disponemos de dispositivos incorporables a equipos con diferentes roscas de entrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtros desechables fabricados en *Poliestireno* y *espuma de Poliuretano*.
- Conectores en *latón cromado*.
- Dispositivo PUSH en *ABS*, *latón cromado* y *NBR*.