



Accesorios

Carros para sistema NEXUS

El carro es capaz de girar suavemente sobre un eje vertical, y adicionalmente desplazarse horizontalmente, soportando equipos y accesorios en la cabecera del paciente, sin necesidad de apoyos en el suelo ni en las paredes.

- Existen dos anchos y dos longitudes estándar adaptables a cada necesidad y ambos carros disponen de dos perfiles inferiores para el anclaje de diversos accesorios de nuestra línea de raíles.
- Los accesorios tales como bandejas, cajones y raíles auxiliares, se adaptan fácilmente a los tubos verticales mediante bridas desmontables, permitiendo un rápido cambio en la configuración del carro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	Acero Lacado y tubos de Acero Inoxidable de Ø38,0 mm Disponen de un sistema frontal y otro inferior para los bloqueos de giro y desplazamiento Disponibles en dos anchos y dos alturas estándar, aunque esta última se puede adaptar a las necesidades del cliente
Acabados:	Lacado en RAL 9010 Elementos de remate en: Rojo RAL 3003, Azul RAL 5015, Verde RAL 6019, Gris RAL 7035
Carga máxima:	150 Kg