



Accesorios

Carros para sistema NEXUS

El carro es capaz de girar suavemente sobre un eje vertical, y adicionalmente desplazarse horizontalmente, soportando equipos y accesorios en la cabecera del paciente, sin necesidad de apoyos en el suelo ni en las paredes.

- Existen dos anchos y dos longitudes estándar adaptables a cada necesidad y ambos carros disponen de dos perfiles inferiores para el anclaje de diversos accesorios de nuestra línea de raíles.
- Los accesorios tales como bandejas, cajones y raíles auxiliares, se adaptan fácilmente a los tubos verticales mediante bridas desmontables, permitiendo un rápido cambio en la configuración del carro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:

- Están fabricados con perfiles de *Acero Lacado* y tubos de *Acero Inoxidable* de $\varnothing 38,0$ mm.
- Disponen de un sistema frontal y otro inferior para los bloqueos de giro y desplazamiento.
- Disponibles en dos anchos y dos alturas estándar, aunque esta última se puede adaptar a las necesidades del cliente.

Acabados:

- Lacado en **RAL 9010**.
- Elementos de remate en los siguientes colores:
 - Rojo **RAL 3003**
 - Azul **RAL 5015**
 - Verde **RAL 6019**
 - Gris **RAL 7035**
 - Blanco **RAL 9010**

Carga máxima: **150 Kg**