



# CLAIRE

Cabecero horizontal decorativo

El Cabecero de Hospitalización tipo CLAIRE es un cabecero diseñado para responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más del entorno. Los mecanismos, salvo las tomas de gases, se incorporan en su perfil inferior, paralelos al suelo, quedando ocultos por la tapa frontal.

Partiendo de unos componentes básicos, nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.

**"Nueva versión con menor profundidad"**



Cabeceros de hospitalización

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Materiales:

- Estructura y tapas fabricadas en *Aluminio Extruido*, formando compartimentos independientes registrables.
- Tapas translúcidas en *Policarbonato*.
- Embellecedores extremos en *ABS*.

Las dimensiones son 102 mm de fondo por 233 mm de alto.

### Acabados:

- Cuerpo principal Lacado en **RAL 9010**.

- Tapas lacadas en los siguientes colores:

- **RAL 3003**, Rojo.
- **RAL 5015**, Azul.
- **RAL 6019**, Verde.
- **RAL 7035**, Gris.
- **RAL 9010**, Blanco.

- La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital

Según norma **UNE-EN ISO 11197**