



Accesorios

Columna orientable a raíl

Columnas diseñadas para cabeceras de camas destinadas a pacientes con cuidados especiales.

- Se sujeta a un raíl superior y a otro inferior mediante cuatro grapas de pomo.
- Es posible configurarlas con bandejas y cajones de diferentes formatos.
- El conjunto puede girar a derecha e izquierda y tanto los cajones como las bandejas pueden ser modificados en altura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:

- Estructura fabricado en *Aluminio Anodizado* y *tubo de Acero inoxidable pulido* de Ø38,0 mm.
- Bandeja fabricada en *Chapa de Acero Lacada* en color Blanco RAL 9010.
- Cajones fabricados en *Aluminio Lacado* con elementos de remate fabricados en ABS con diferentes colores.

Acabados:

- Lacado en RAL 9010.
- Elementos de remate en los siguientes colores:
 - Rojo RAL 3003
 - Azul RAL 5015
 - Verde RAL 6019
 - Gris RAL 7035

Carga máxima: 60,0 kg.