

## Duplicadores de toma



Especialmente diseñados para disponer de dos tomas del mismo gas, en instalaciones donde solamente hay una.

- El conjunto está formado por un conector, un distribuidor y dos tomas del mismo gas y de la misma o diferente norma.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en latón cromado, acero inoxidable y NBR.
- Según las normas:
  - NF S 90-116.
  - DIN 13260-2
  - BS 5682
  - SS 87 524 30
  - CGA V-5 (DISS)