



Accesorios

Sistema PUSH

El sistema **PUSH** que incorporan los reguladores de la línea JUST VAC, permite un sencillo y rápido intercambio de accesorios diseñados especialmente para proteger al equipo de posibles desbordamientos de frascos o arrastre de partículas hacia el interior del mismo.

- Presionando el pulsador **PUSH** el accesorio queda liberado para su sustitución.
- Para adaptar los accesorios a reguladores que no incorporen el sistema **PUSH**, disponemos de dispositivos incorporables a equipos con diferentes roscas de entrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtros desechables fabricados en Poliestireno y espuma de Poliuretano.
- Conectores en latón cromado.
- Dispositivo **PUSH** en ABS, latón cromado y NBR