



Accesorios

Frascos recolectores

El Frasco recolector está diseñado para recoger fluidos de aspiración. Incorporan sistema antirreboso y están disponibles en 300 ml, 500 ml, 1000 ml y 2000 ml.

- Su conexión metálica y los materiales empleados en la fabricación, permiten que pueda ser reutilizado tras su esterilización.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frasco 300 cc

- Fabricado en *PC, PA, Latón cromado y NBR.*
- Conexión a Regulador con estándar DISS 3/4-16 UNF.
- Esterilizable en autoclave hasta 121 °C, 1,3 kPa (máximo 40 ciclos)

• Nivel máximo de llenado:

- 11VSR0300: 300 cc.



Frascos 500 cc, 1000 cc y 2000 cc

- Fabricados en *PC, PA y chapa lacada en RAL 9010.*
- Conexión a Regulador mediante tubos flexibles.
- Esterilizable en autoclave hasta 120 °C.

• Nivel máximo de llenado:

- 11VSR0500: 500 cc.
- 11VSR1000: 1000 cc.
- 11VSR2000: 2000 cc.

