



Accesorios

Lámparas LED de reconocimiento

La nueva gama de lámparas de reconocimiento LED es una lámpara de luz fría, basada en tecnología de diodos LED. Es indicada para cualquier especialidad médica, pero sobre todo en lugares donde se requiera una ausencia total de radiación calorífica conservando muy buena calidad de luz.

Su diseño y robustez la hacen versátil para todo tipo de usos en clínicas, hospitales y consultas. Existen versiones para raíl y para barra de Ø38,0 mm, pudiendo así adaptarse a cualquier área de trabajo. La movilidad es muy amplia, gracias al flexo de alta calidad y fiabilidad, y la rótula junto a la cúpula, pudiendo adaptarse a una infinidad de posiciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 95-240V, 50-60 Hz.
- Fuente de Luz: LED
- Ángulo lumínico: 6°.
- Potencia: 10 W
- Protector de cortocircuitos: Si
- Protector térmico: Si
- Vida media de la bombilla: 50.000 horas.
- Intensidad lumínica: 42 Klux / 0,5 m; 12Klux / 1,0 m
- Temperatura de color: 4.750 K
- Diámetro ampo a 1m: 12 cm