



Latiguillos flexibles destinados a la conducción de gases medicinales desde las tomas canalizadas hasta los puntos de consumo como aparatos de anestesia, respiradores, etc...

- Disponibles para Oxígeno (blanco), Vacío (amarillo), Aire Medicinal (negro y blanco), Protóxido de Nitrógeno (azul), Dióxido de Carbono (gris) y Nitrógeno (negro).
- Longitud a medida y rematado en los extremos con los conectores especificados por el cliente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados con tubería interior de *PVC*, un refuerzo intermedio de *fibra de poliéster* y una cubierta exterior de *PVC*.
- Antiestático.
- **Presión máxima de prueba:** 15 bar.
- **Presión máxima de trabajo:** 10 bar.
- **Medidas:**
  - Vacío: Ø8 mm interior y Ø14 mm exterior.
  - Resto de gases: Ø6 mm interior y Ø12 mm exterior.
- Marcado con: **LOTE, GAS e ISO 5359**
- Según Norma **ISO 5359**