




# Accesorios

## Repisa con cesta a raíl

Repisa de gran robustez diseñada para soportar respiradores u otros equipos necesarios de forma permanente en las cabeceras de los pacientes.

- Se sujeta al raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores laterales y en la parte inferior tiene un práctico cesto desmontable.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricada en *chapa de Acero Lacada* en color Blanco **RAL 9010**.

**Dimensiones:** 540 x 440 x 250 mm.

**Carga máxima:** 25 kg.