




# Accesorios

## Separadores telescópicos

Cortina de separación especialmente diseñada para preservar la intimidad entre pacientes, siendo posible su vigilancia por otra persona que permanezca de pie.

- El soporte se despliega tirando del mando que tiene en el extremo y se recoge empujando en sentido contrario, siendo posible también adaptarlo paralelamente a la pared para aprovechar el espacio cuando no es necesario su uso.
- Disponemos de versiones para raíl, para pared y para tubo de Ø38,0 mm.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en Aluminio Anodizado, Latón Cromado y Acero Inoxidable.
- Longitud recogido/extendido: 590/1510 mm.
- Área de la cortina: 1500 x 1000 mm.
- Se sirve con un paquete de 5 cortinas desechables.