



Camillas y soportes

Soportes de camilla



Soporte de fuelle. Soporte para camilla de emergencias que se abre y cierra sin necesidad de utilizar herramientas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está fabricado con *perfiles de aluminio anodizado*.

Dimensiones:

- Cerrado: 60 x 19 x 88 cm
- Abierto: 60 x 114 x 88 cm
- Peso total: 6,8 Kg

Soporte preensamblado. Soporte para camilla de emergencias compuesto por dos semisoportes que se ensamblan.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está fabricado con *perfiles de aluminio anodizado*.

Dimensiones:

- Cerrado: 6 x 59 x 144 cm
- Abierto: 120 x 59 x 78 cm
- Peso total: 6,25 Kg



Soporte plegable. Soporte para camilla de emergencias que mediante un pasador se pliega hasta adaptarse todos los componentes en un plano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Está fabricado con *perfiles de aluminio anodizado*.

Dimensiones:

- Cerrado: 6 x 57 x 183 cm
- Abierto: 102 x 57 x 64 cm
- Peso total: 9,0 Kg