

# JUST PLUG Series

Conectores y válvulas de Normas Americanas

Ref.:

**JUST PLUG P**, conexiones con rosca para equipo o para tubo flexible.

- Disponibles para Oxígeno, Vacío, Aire Medicinal y Protóxido de Nitrógeno (otros gases a consultar).
- Rosca de BSP 1/4" x 19 para vacío y BSP 1/8" x 28 para el resto de los gases.



**JustPlug**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas comercializadas:

- Estándar **CHEMETRON**.
- Estándar **OHMEDA**.
- Estándar **CGA V-5 (DISS)**

Fabricados en *Latón Cromado*.

**C/ Tungsteno 11-15.**  
**Arganda del Rey, 28500, Madrid**  
**Telf.: +34 91 871 99 50**  
[www.itcsal.com](http://www.itcsal.com)      [itcsal@itcsal.com](mailto:itcsal@itcsal.com)

09/2017-Rev.02

# JUST PLUG Series

Conectores y válvulas de Normas Americanas

Ref.:

**JUST PLUG T**, tomas para cabeceros, ambulancias y con caja de superficie o empotrable en pared.

- Disponibles para Oxígeno, Vacío, Aire Medicinal y Protóxido de Nitrógeno (otros gases a consultar).
- Con tubo de cobre  $\varnothing 10,0$  mm para soldar.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas comercializadas:

- Estándar **CHEMETRON**.
- Estándar **OHMEDA**.
- Estándar **CGA V-5 (DISS)**.

Fabricados en *Latón Cromado*.

**C/ Tungsteno 11-15.**  
**Arganda del Rey, 28500, Madrid**  
**Telf.: +34 91 871 99 50**  
**[www.itcsal.com](http://www.itcsal.com)**      **[itcsal@itcsal.com](mailto:itcsal@itcsal.com)**

09/2017-Rev.02