



Claire Vertical

Bedhead unit

Cabecero a pared

Tête de lit

Claire Vertical

Is a hospital bedhead designed to respond to the highest aesthetics and functionality requirements, becoming another architectural element of the environment. It is able to integrate the supply of medical gases, electrical, telephone and computer plugs and the call device for nursing assistance, as well as to cast indirect light to the patient's bed. There are several configurations for these bedheads: they have a standard structure that accommodates one or two $\varnothing 38.0$ mm tubes for the placement of accessories.

Es un cabecero diseñado para responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento arquitectónico más del entorno. Capaz de integrar el suministro de gases medicinales, eléctrico, telefonía, comunicaciones informáticas y la llamada de enfermería, así como aportar luz indirecta a la cama de un paciente. Existen varias configuraciones para estos cabeceros: estructura estándar y con uno o dos tubos de $\varnothing 38,0$ mm para la colocación de accesorios.

Est une tête de lit dessinée pour répondre aux plus hautes exigences d'esthétique et de fonctionnalité, quand elle est installée s'intègre parfaitement parmi les autres éléments architectoniques. Capable d'intégrer la fourniture de gaz médicaux, d'électricité, de téléphonie, de communications informatiques et d'appel infirmier, ainsi que de fournir de la lumière indirecte au lit d'un patient.

Il existe plusieurs configurations pour ces têtes de lit: elles ont une structure standard qui contient un ou deux tubes $\varnothing 38.0$ mm pour le placement des accessoires.





Accessories

Accessories such as shelves, drawers, auxiliary rails, flowmeters, vacuum regulators,... can be easily accommodated to vertical tubes with removable flanges, allowing a quick change.

Accesorios

Accesorios tales como bandejas, cajones, raíles auxiliares, caudalímetros, vacuorreguladores,... se adaptan fácilmente a los tubos verticales mediante bridas desmontables, permitiendo un rápido cambio.

Accessoires

Des accessoires tels que des étagères, des tiroirs, des rails auxiliaires, des débitmètres, des régulateurs de vide,... peuvent être facilement adaptés à des tubes verticaux avec des brides amovibles, permettant un changement rapide.



Materials

Structure and covers in extruded aluminium, forming three independent compartments. Translucent covers in polycarbonate. Covers ends in ABS or lacquered steel. Tubes in stainless steel.

Materiales

Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos independientes registrables. Tapas translúcidas en Policarbonato. Embellecedores extremos en ABS o acero lacado. Tubos de acero inoxidable.

Matériau

Structure fabriquée en Aluminium extrudé qui forme trois compartiments indépendants et enregistrables. Couverts translucides en Polycarbonate. Finitions extrêmes en ABS. Tubes en Acier Inoxydable de $\varnothing 38,0$ mm.



Dimensions

Its dimensions are 235 mm depth and 302 mm width.

Dimensiones

Las dimensiones son 235 mm de fondo por 302 mm de ancho.

Dimensions

Les dimensions sont 235 mm de profondeur par 302 mm d'hauteur.

Available equipment

Electrical plugs, buttons, switches, handsets, equipotential plugs, RJ45 and all kinds of electric mechanisms. Integration of the medical gases according to the kind of outlet specified by the client.

Equipamiento disponible

Bases de enchufe, pulsadores, interruptores, mandos aéreos, tomas equipotenciales, RJ45 y todo tipo de mecanismos eléctricos. Integración de gases medicinales según el modelo de toma especificado por el cliente.

Équipement disponible

Bas de courant, boutons, commutateurs, système de commande aérien, prises équipotentielle, RJ45 et toutes sortes de mécanismes électriques. Intégration du réseau de gaz d'accord au modèle de connecteur et soupape spécifié par le client.